

Посадка в автомобиль

Autoadapt | Комфортные и безопасные автомобильные сиденья.







Добро пожаловать в

Autoadapt!

Пожалуйста, садитесь.

для взрослого человека самый безопасный способ передвижения в любом автомобиле — сидя и с пристегнутым ремнем безопасности. Мы твердо уверены, что первое правило адаптации к автомобилю, — никогда не жертвовать безопасностью.

За безопасностью следует комфорт. На каком месте вы предпочитаете ездить? Вы бы хотели сидеть на переднем сиденье и активно участвовать в движении как водитель или как пассажир или же предпочли бы ехать в багажном отделении? Мы стремимся обеспечить пользователям и комфорт, и безопасность. Поэтому мы изобрели поворотно-выдвижное кресло — изделие, которое постоянно совершенствуется, чтобы его можно было использовать в новых моделях автомобилей, и при этом остается отраслевым стандартом в течение последних 20 лет.

На следующих станицах вы узнаете, как при помощи поворотно-выдвижного кресла люди со сниженной или ограниченной подвижностью могут садиться в автомобиль. Однако мы рекомендуем вам обратиться к одному из наших уполномоченных дилеров, чтобы найти наиболее подходящее решение.



Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски в автомобиль...

... если бы кресло частично выдвигалось за пределы салона?



ЧТОБЫ СЕСТЬ НА сиденье или перебраться из кресла-коляски в салон, порой достаточно, чтобы кресло всего на несколько сантиметров выдвигалось за пределы салона. Посадку за пределами салона автомобиля можно обеспечить при помощи поворотновыдвижного кресла, которое может поворачиваться и выдвигаться из салона. Это решение называется Turnout и внедрено на нескольких различных моделях кресел, предназначенных как для пассажиров, так и для водителей.

Коротко o Turnout

- Поворачивает и выдвигает автомобильное кресло наружу для более удобного доступа в салон.
- Имеются ручная и электрическая версии.
- В сочетании с системой Caroslide, устанавливаемой под Тигпоиt, позволяет оптимизировать пространство для ног.
- Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны.

- В сочетании с системой Tilda позволяет оптимизировать пространство для головы и колен.
- В сочетании с системой Сагопу позволяет исключить необходимость любых подъемов во время пересадки из креслаколяски в автомобиль.
- Прошло проверку на ЭМС и краш-тест.
- Имеет маркировку СЕ.

«Когда я за рулем, я не чувствую, что мои возможности в чем-то ограничены: я такой же водитель, как все».

— Пелле Риттгорд (Швеция)



Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски в автомобиль...


... если бы кресло почти полностью выдвигалось за пределы салона автомобиля?



возможность выдвижения сиденья примерно на 40 сантиметров за пределы автомобиля может значительно облегчить посадку в автомобиль или пересадку из кресла-коляски. Посадки почти полностью за пределами салона автомобиля можно добиться при помощи поворотно-выдвижного кресла, которое поворачивается и затем выдвигается из салона. Это решение называется Turny Low Vehicle. Если вам нужно садиться в высокий автомобиль, например во внедорожник, обратите внимание на Turny.

Коротко o Turny Low Vehicle

- Облегчает посадку в автомобиль и высадку из него.
- Удобное кресло снижает нагрузку за счет наклона назад.
- Параметры движения можно индивидуально отрегулировать для вас и вашего автомобиля.
- Не ограничивает наклон спинки.
- Автоматическая регулировка сиденья по всей длине в салоне автомобиля.
- Прошло проверку на ЭМС и краш-тест.
- Имеет маркировку СЕ.





Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски в автомобиль...

... если бы кресло полностью выдвигалось за пределы салона автомобиля на удобном для вас уровне?

иногда недостаточно просто вынести кресло за пределы автомобиля. Возможно, вам будет удобнее, если кресло будет не только полностью выдвигаться за пределы салона, но и будет находиться на уровне вашего кресла-коляски. Для этого подъемник сиденья Turny поворачивается, выдвигается наружу и опускается на необходимую высоту. Теперь достаточно просто сесть на сиденье или беспрепятственно пересесть из кресла-коляски. После того как вы удобно расположились, достаточно нажать на кнопку дистанционного управления — и Turny комфортно и безопасно поднимет вас в автомобиль.

Имеется множество разных моделей Turny, предназначенных как для пассажиров, так и для водителей. Если вам нужно садиться в низкий автомобиль, например в седан, вам подойдет Turny Low Vehicle.

Turny Evo — это подъемник для сидений премиум-класса от Autoadapt, который подходит для ограниченных пространств. Стандартная модель включает складную опору для ног.

Turny Orbit — это отлично зарекомендовавшее себя надежное решение, которое отлично подойдет для высоких и вместительных автомобилей.





Коротко о Turny Evo

- Облегчает посадку в автомобиль и высадку из него как для пассажира, так и для водителя.
- Параметры движения можно индивидуально отрегулировать в соответствии с вашими потребностями.
- по всей длине в салоне автомобиля.
- Удобный дисплей для ручного управления.
- Прошло проверку на ЭМС и краш-тест.



Вы смогли бы пересесть из кресла-коляски в автомобиль...

...если бы для этого достаточно было просто сидеть?





Сопровождающий выдвигает кресло из автомобиля и надежно фиксирует шасси Carony.



Все автомобильное кресло вместе с пользователем легко соскальзывает на колеса и становится частью кресла-коляски.



После разблокировки базы колес пользователь оказывается сидящим на кресле-коляске в безопасном и удобном положении.

ЕЩЕ ОДНО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ В АВТОМОБИЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ ПОДЪЕМЫ ВО время пересадки. Ваше кресло-коляска просто превращается в автомобильное кресло. Для этого вам понадобятся небольшая помощь сопровождающего и система для кресла-коляски Carony. Зафиксируйте кресло-коляску Carony и плавно переместите все кресло в автомобиль. Теперь вы можете наслаждаться комфортом и безопасностью езды на переднем сиденье, и для этого больше не нужно покидать кресло.

Кресло-коляска Carony соответствует тем же стандартам и нормам, что и обычное креслоколяска. Имеется модель с механическим приводом и с колесами 12" или 24", а также модель с электрическим приводом с колесами 12". Система Carony совместима с большинством моделей Turnout и Turny.




«С 1998 года мы используем систему Carony для моей жены. Мы очень благодарны за это чудесное решение, которое на протяжении последних десяти лет позволило жене жить дома, а не в интернате».

— Хорст Шнайдер (Германия)

Коротко o Carony Classic

- Пользователь сохраняет сидячее положение при перемещении из кресла-коляски Carony в автомобиль.
- Все функции обычного удобного кресла-коляски.
- Подходит и детям, и взрослым.
- Может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны.

- Задние колеса 24" с механизмом быстрого отпускания фиксатора.
- Одобрено в качестве медицинского устройства.
- Огнестойкие сиденья.
- Прошло проверку на ЭМС и краш-тест.
- Имеет маркировку СЕ.



Дополнительные приспособления, облегчающие посадку в автомобиль







КРЕСЛА

- 1. КРЕСЛО COMPACT это удобное автомобильное кресло с низким профилем. Главная особенность дизайна кресла Compact заключается в том, что оно отлично сочетается с интерьером салона. Оно также является безопасной и экономичной альтернативой другим более функциональным автомобильным креслам.
- 2. КРЕСЛО RECARO это низкорамное кресло в форме ковша.
- 3. КРЕСЛО BEV это эргономичное низкорамное кресло, разработанное специально для упрощения

- индивидуальной регулировки за счет множества возможностей BEV. Съемные центральные валики на сиденье и спинке.
- 4. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО BEV поддерживает тело ребенка по мере роста при помощи регулируемого подголовника.
- 5. КРЕСЛО GS это кресло премиум-класса, которое «растет» вместе с ребенком. Сиденье оснащено множеством возможностей и функций для точной индивидуальной регулировки.

ФУНКЦИЯ НАКЛОНА

СИСТЕМА TILDA позволяет наклонять сиденье в трех положениях. Благодаря этому увеличивается пространство для головы при посадке в автомобиль и высадке из него при помощи системы Carony или Turny. Дополнительная подножка помогает поставить ноги на порог при повороте кресла. Дополнительный положительный эффект от наклона кресла заключается в снижении стресса в результате сидения в течение долгих периодов времени.

РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ

CAROSLIDE — это устройство для регулировки положения кресла при помощи электропривода, обеспечивающее дополнительное пространство для ног, необходимое при посадке и высадке. Оно также поможет вам просто занять удобное сидячее положение.

Autoadapt: обеспечение подвижности во всем мире

КОМПАНИЯ АUTOADAPT БЫЛА основана в 1996 г. и с тех пор стала одним из ведущих мировых производителей решений по адаптации к автомобилю для людей со сниженной или ограниченной подвижностью. В настоящее время продукция Autoadapt представлена более чем в 50 странах мира через сеть, включающую более 300 обученных дилеров Autoadapt, и дополнительную сеть приблизительно из 700 субдилеров. Штаб-квартира, отдел разработки и производство Autoadapt находятся в Стенкуллен, на юго-западе Швеции.

С апреля 2014 г. Autoadapt является единственным собственником британской компании Unwin. Пионер в области безопасности, Unwin превратилась в одного из ведущих мировых поставщиков систем крепления кресел-колясок и систем безопасности пассажиров. Совместно со своими совладельцами — компаниями BraunAbility и Bruno — Autoadapt является ведущим мировым производителем безопасных решений по адаптации к автомобилю для людей со сниженной или ограниченной подвижностью.



ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ всех конечных пользователей, Autoadapt разрабатывает и тестирует свою продукцию в соответствии с самыми современными директивами и стандартами. Сотрудничая с пользователями, организациями, предприятиями автомобилестроительной отрасли и другими заинтересованными лицами, мы постоянно расширяем границы возможностей, чтобы вы могли выбирать автомобили по вкусу, путешествовать в максимально безопасных условиях и жить более мобильной и независимой жизнью.





НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

компания аutoadapt помогает людям делать то, что многим кажется естественным: ездить на работу и за покупками, навещать друзей или проводить отличные выходные за рулем. Мы очень гордимся тем, что разрабатываем и производим решения, которым каждый день доверяют люди со всего мира. Чтобы найти подходящее вам решение, просто обратитесь к соответствующему направлению нашей деятельности.

Сейчас вы читаете наш буклет, посвященный решениям для посадки в автомобиль. Ниже вы можете получить краткую информацию о других направлениях деятельности нашей компании.









ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ КРЕСЕЛ-КО-ЛЯСОК

BRAUNABILITY — **ЭТО РЕШЕНИЕ**, позволяющее переместить пользователя в автомобиль вместе с креслом-коляской при помощи подъемника для кресел-колясок. BraunAbility — ведущий мировой производитель подъемников для кресел-колясок и совладелец Autoadapt.

НЕЗАВИСИМОЕ ВОЖДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НОЖНЫХ ПЕДАЛЕЙ — способ, ставший стандартным почти сто лет назад. К счастью, этот принцип можно изменить — чтобы вы могли просто сесть за руль и поехать прокатиться.

ПОДЪЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТПРАВИТЬСЯ в поездку, вы, вероятно, захотите убедиться в том, что ваше кресло-коляска находится при вас. Независимо от типа и размера, существует решение для его надежного и безопасного размещения.

УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ КРЕ-СЕЛ-КОЛЯСОК

НАШ ПАРТНЕР — компания Unwin — на протяжении более чем 50 лет остается первопроходцем в сфере устройств крепления кресел-колясок и решений для безопасности пассажиров. Unwin продолжает внедрять передовые инженерные и дизайнерские решения, оставаясь мировым лидером в сфере безопасности.

«Кресло-коляска дает мне возможность ходить, а машина — бегать».

— Мона Норделл, независимый водитель

Autoadapt гордится тем, что обеспечивает независимость
водителям и пассажирам по всему миру.

Их истории можно прочитать на сайте autoadapt.com.

www.autoadapt.com

facebook.com/autoadapt twitter.com/autoadapt

AUTOADAPT AB

Åkerivägen 7 S-443 61 Stenkullen Sweden (Швеция) Телефон: +46 302 254 00 Эл. почта: info@autoadapt.com



Worldwide Safe Mobility Solutions Included in our corporate group are Autoadapt, BraunAbility, Bruno, Unwin and Foca-Braun.

Иллюстрации, описания и технические данные, представленные в настоящем буклете, основаны на текущей информации о продукции. Autoadapt оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. © Autoadapt AB, 2015 г.